



Rys. 1. Wykres kalibracyjny dla Kordycepiny uzyskany za pomocą LC-HRMS.

	Surowiec	Ekstrakt
Masa próbki [mg]	238.9	382
Objętość próbki [mL]	4	4
Odpowiedź detektora dla próbki	2340816144	10698856103
Stężenie po rozpuszczeniu [µg/mL]	8.61	39.75
Masa Kordycepiny [µg]	34.43	159.02
Stężenie Kordycepiny w próbce [mg/g]	0.14	0.42

Wykonał	dr inż. Jakub Nawąta
Podpis	